

重组人 IL-2 蛋白说明书

【产品名称】：重组人 IL-2 蛋白

【产品货号】：ACE11103

【包装规格】：0.5ml

【主要成分】：该产品主要成分重组人 IL-2 蛋白

【适用范围】：仅限于科研使用，不适于临床诊断和治疗

【预期用途】：可用于人外周血 (PBMC) 中 T 细胞的体外培养

【运输要求】：湿冰或冷冻运输

【存储条件及有效期】：-20℃ 保存，有效期 12 个月

【使用方法】

-20℃ 储存低温冷冻试剂，建议用户根据需求分装冻存，避免反复冻融，开封后在 4℃ 存储，重组人 IL-2 蛋白请一周内用完。



【技术支持】：根据销售条款，如您遇到任何问题，请与我司技术支持人员联系：Tel:0756-3631186